

Technisches Datenblatt

Einmalhandschuhe MEDI-INN Latex Blue

Typ: **MEDI-INN Latex, gepudert**

Art.-Nr.: **N10144-S**
N10144-M
N10144-L
N10144-XL

Material: Naturkautschuk Latex

Ausführung: unsteril, gepudert

Proteingehalt: < 200 µg/g (Modified Lowry Method)

Oberfläche: glatt

Passform: beidhändig tragbar mit Rollrand

Farbe: blau

Reißfestigkeit: vor Belastung >6 N
nach Belastung >6 N

Materialstärke: Finger ~ 0,08 mm
Handfläche ~ 0,08 mm

Qualitätssicherung: EN 455, EN 420,
ISO 9001:2008, ISO 13485:2012/AC:2012
CE AQL 1.5



Geeignet für Lebensmittel

Verpackung: 100 Stück pro Spender
10 Spender pro Karton

Lagerung: Empfohlene Lagertemperatur zwischen 10-30 °C.
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Entsorgung : Normale Entsorgung im Rahmen der Abfallverordnungen
des entsprechenden Bundeslandes.

Größen:	XS	S	M	L	XL
Breite	< 80 mm ± 10	80 mm ± 10	95 mm ± 10	110 mm ± 10	min. < 110 mm
Länge	Min. 240 mm	Min. 240 mm	Min. 240 mm	Min. 240 mm	Min. 240 mm