

30% Rabatt auf BINDER CO₂-Inkubatoren Modell CB



Abbildung: Modell CB 170

Merkmale:

- Nahtloser Innenkessel aus Edelstahl
- Autosterilisation durch Heißluft bei 180 °C
- Heißluftsterilisierbarer CO₂-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
- Doppelschalen-Befeuchtungssystem mit Betaungsschutz
- Touchscreen-Controller mit interner Messwertaufzeichnung über USB-Schnittstelle

AKTIONSMODELLE

CB:	56	170	260
-----	----	-----	-----

Aktion gültig von
01.10.22–31.12.22

 **BINDER**
Best conditions for your success

Ihr Ansprechpartner:


 **RENÈ MAUERHOFER**
Produktmanager

 +43 699/10 30 85 72

 rene.mauerhofer@bartelt.at



Bartelt GmbH

 Neufeldweg 42, 8010 Graz

 +43 316 / 47 53 28-0

 office@bartelt.at

www.bartelt.at