




LABORMATERIAL

KLINGEN MIT PLASMABESCHICHTUNG
KLINGEN MIT TEFLONBESCHICHTUNG
PARAFFIN
OBJEKTTRÄGER / DECKGLÄSER
CRYOGLUE-EINBETTMEDIUM
LABORMATERIAL KRYOSTATE
REAGENZIEN

DESIGN &
MANUFACTURING
MADE IN GERMANY

Verbrauchsmaterial

Alle Slee Verbrauchsmaterialien unterliegen höchsten Qualitätsanforderungen. Unser Sortiment umfasst Klingen mit Plasmabeschichtung, Paraffin zur Gewebeeinbettung, Objektträger und Deckgläser sowie das CryoGlue-Einbettmedium und weitere Verbrauchsmaterialien.



Hochwertige Mikrotomklingen

LPS, LPH, HPS, Trimmklingen

Die Slee Klingen LPS, LPH und HPS für Mikrotome verfügen über eine spezielle Plasmatechnologie, die die Schärfe sowie die Haltbarkeit der Klingen erheblich verbessert. Alle Mikrotomklingen von Slee werden aus chirurgischem Stahl gefertigt.

Einwegklingen zum manuellen Trimmen

Art.-Nr.

neu

Trimmklinge 130 mm Länge

50 Stk. / Box

28407050

Trimmklinge 260 mm Länge

50 Stk. / Box

28407060

Handgriff für manuelle Trimmklingen

Art.-Nr.

neu

Typ 130 mm

1 Stk.

28407051

Typ 260 mm

1 Stk.

28407061

Einwegklingen (plasmabeschichtet)

Art.-Nr.

Schmalband Plasma LPS

für weiche Materialien, plasmabeschichtet:

80 x 8 mm, Stärke 0,254 mm, 35° Winkel,

Härte 1100 Hv, 50 Stk. / Box

28407005

Schmalband Plasma LPH

für harte Materialien, plasmabeschichtet:

80 x 8 mm, Stärke 0,254 mm, 35° Winkel,

Härte 1100 Hv, 50 Stk. / Box

28407004




Breitband Plasma HPS

für weiche Materialien, plasmabeschichtet:

80 x 14 mm, Stärke 0,254 mm, 35° Winkel,

Härte 1100 Hv, 50 Stk. / Box

28407007



Paratec Premium, Paratec Paraffin zur Gewebeeinbettung

Paratec und **Paratec Premium** bestehen aus hochgereinigtem, reinen Paraffin mit Polymerzusatz zur präzisen Gewebeeinbettung und Schneiden. Granulat: einfache und bequeme Dosierung. SLEE Paraffin ist DSMO-frei. **Paratec** ist auch "for hot climate" - für warmes Klima erhältlich.

Paratec Premium

Art.-Nr.

Premium Paraffin

Schmelzbereich 54 - 57 °C

1 kg

30010004

2,5 kg

30010006

10 kg

30010008

25 kg

30010007

Paratec

Art.-Nr.

Paraffin

Schmelzbereich 56 - 58 °C

2,5 kg

30010009

Paraffin

Schmelzbereich 59 - 61 °C,

"for hot climate" - für warmes Klima

2,5 kg

30010010

weitere Verpackungsgrößen

auf Anfrage

neu



Objektträger / Deckgläser, sowie Verbrauchsmaterial in hochwertiger Qualität

Perfektes Zubehör für Slee **Printtec S** Objektträgerdrucker / **MCS I** und **Covertec** Eindeckautomaten, **MEV / MEV +** und **MNT** Kryostate.

Objektträger

Art.-Nr.

geschliffene Kanten 90°,
mit Eckenverrundung 45°,
farbig gefrostetes Beschriftungsfeld
ca. 20 mm (erhältlich in weiß, orange,
blau, grün, gelb, pink)

StarFrost® Objektträger

26 x 76 x 1,0 mm
50 Stk. / Box

auf Anfrage

StarFrost® Objektträger

26 x 76 x 1,0 mm, adhäsiv
50 Stk. / Box

auf Anfrage

StarFrost® Objektträger

26 x 76 x 1,0 mm, besonders adhäsiv
50 Stk. / Box

auf Anfrage

Objektträger

Art.-Nr.

geschliffenen, geputzt, gebrauchsfertig,
farbiges Beschriftungsfeld (weiß)

Starview Mikroskop Objektträger

26 x 76 x 1,0 mm
2.500 Stk. (50 Boxen à 50 Stk.)

30001060

Deckgläser

Art.-Nr.

StarFrost® Deckgläser

24 x 50 mm, 100 Stk. / Box

30001051

StarFrost® Deckgläser

24 x 55 mm, 100 Stk. / Box

30001052

StarFrost® Deckgläser

24 x 60 mm, 100 Stk. / Box

30001053

Einbettkassetten

Art.-Nr.

Standard-Einbettkassetten, geschlitzt

weiß, 500 Stk. / Set, lose

30030064

Einbettkassetten, geschlitzt

thermisch gefasst (40 Kassetten am
Band), weiß, 2.000 Stk. / Set

30030036

Verbrauchsmaterial Kryostate

Art.-Nr.

CryoGlue-Einbettmedium (4 x 125 ml)

30001100

Mikrotomöl für Kryostate, 50 ml

30001011

Korkscheiben (Ø 20 mm; 100 Stk.)

30001001

Bakterien-Virenfilter für Absaugung

33010371

neu

neu

neu

Highlights

- Slee StarFrost® Objektträger in 3 verschiedenen Ausführungen und 5 Farben
- Slee StarFrost® Deckgläser in 3 verschiedenen Größen, für das automatisierte Eindecken

Reagenzien Färbekits und Verbrauchsmaterialien

Alle Slee-Reagenzien sind "ready-to-use" im Cromatec-Färbesystem.

neu

Reagenzien und

Verbrauchsmaterialien

	Füllmenge	Art.-Nr.
Formalin, 4 %, Phosphat-gepuffert	5 l	20013184.05000
Formalin, 4 %, Phosphat-gepuffert	25 l	20013184.25000
Xylol	500 ml	20011070.00500
Xylol	5 l	20011070.05000
Xylol	25 l	20011070.25000
Formalin Decal-Fix (Ameisensäure)	500 ml	20013993.00500
Eindeckmittel Histokitt, xylolhaltig	500 ml	20001500
Eindeckmittel, xylol- und toluolfrei	500 ml	20002500
Probentransportgefäß, Formalin vorbefüllt		Auf Anfrage



Eosin, DecalFix, NorDIFF-Quick

Highlights

- Reagenzien: gebrauchsfertig für die Verwendung im Cromatec-Färbesystem
- Getestete Färbeprotokolle für die Färbesets, abgestimmt auf den Cromatec
- Hoch effizient, reduziert die Arbeitsbelastung und -auslastung des Laborpersonals
- Minimiert die aufwendige Vorbereitung
- Gleichbleibende Qualität und Zuverlässigkeit
- Getestete und bewährte Reagenzien
- Ein Muss für Histopathologien

H&E-Färbekit (wässrig) für Cromatec

Art.-Nr.

Hämatoxylin (sauer, Mayer) und Eosin (wässrig),
2 Komponenten von jeweils 400 ml

20012156.00400



H&E-Schnellfärbekit (alkoholisch) für Cromatec

Art.-Nr.

Hämatoxylin (Gill III) und Eosin (alkoholisch),
Salzsäure 0,5 %, 3 Komponenten von jeweils 400 ml

20013139.00400



PAS (Periodic Acid Schiffs) Färbekit für Cromatec

Art.-Nr.

Perjodsäure, Schiffs-Reagenz und Hämatoxylin
(sauer, Mayer), 3 Komponenten von jeweils 400 ml

20012153.00400



EvG (Elastica van Gieson) Färbekit für Cromatec

Art.-Nr.

Resorcin-Fuchsin, Weigert-Stammlösung A und B,
Van-Gieson-Picrofuchsin, Salzsäure-Alkohol 1 %,
5 Komponenten von jeweils 400 ml

20012739.00400



QuickDIFF Schnellfärbekit

Art.-Nr.

Diff-Quick-Lösung I und II, Diff-Quick-Fixiermittel,
3 Komponenten von jeweils 400 ml

20015589.00500



**Slee Reagenzien:
Los geht's, Cromatec!**



SLEE medical GmbH • Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm • Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0
E: mail@slee.de



www.slee.de



[YouTube](#)



[LinkedIn](#)



[Instagram](#)