




ERGONOMISCHE
ARBEITSPLÄTZE
Ergosit Laborstuhl
Ergotec Arbeitstisch

PERFEKTE LABOREINRICHTUNG
GESTEIGERTE ARBEITSPLATZQUALITÄT
HOHE MITARBEITERZUFRIEDENHEIT
INDIVIDUALISIERBAR

DESIGN &
MANUFACTURING
MADE IN GERMANY

Ergosit Laborstuhl

Mit Sitz-Stopp-Rollen (hohe Version) und Fußring



Art.-Nr.

Ergosit hohe Version	10157010
----------------------	----------

Ergosit niedrige Version	10157011
--------------------------	----------

Optionen*

Bezugsstoff

Farbe Sitz (siehe Farbpalette rechts)

Sitzhöhe

Armlehnen

*Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Spezifikationen

Sitzhöhe hohe Version	560 bis zu 810 mm
-----------------------	-------------------

Sitzhöhe niedrige Version	450 bis zu 650 mm
---------------------------	-------------------

Reinraumklasse	3 nach ISO 14644-1
----------------	--------------------

Bezugsstoff	Integralschaum (äußerst robust und widerstandsfähig)
-------------	--

Farbe Sitz	Integralschaum schwarz 2000
------------	--------------------------------

Sitzträger	Kunststoffteile grau-weiß
------------	---------------------------

Fußkreuz	Aluminium poliert
----------	-------------------

Sitz-Stopp-Rollen	nur Ergosit hohe Version (Art.-Nr. 10157010)
-------------------	---

Highlights

- 3D-Flexfunktion im Rücken
- Flexible Sitzvorderkante
- Höhenverstellbar
- Sitzschale in verschiedenen Farben
- Griff an der Rückenlehne
- GMP-gerecht
- Beitrag zur Steigerung der Arbeitsplatzqualität und Mitarbeiterzufriedenheit
- Hygienic-design (fugenarm, desinfektions- und

lösungsmittelbeständig, antibakterielle und antimikrobielle Eigenschaften)

- Geringes Gewicht, Mobilität durch Griff, kompakte Bauweise
- Ergonomisch und komfortabel, komplizierte Verstellaufgaben werden dank der innovativen Flexfunktionen überflüssig: Sitzvorderkante und Rücken

Ergotec Arbeitstisch

Ergonomisches Design.

*Physiotherapeuten und Arbeitsmediziner legen zunehmend großen Wert auf die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen, insbesondere die Höhenverstellbarkeit von Arbeitstischen. Vorzeitige Ermüdung sowie Gelenk- und Rückenschmerzen beim Arbeiten werden dadurch vermieden. Die Arbeitstische der **Ergotec**-Serie unterstützen hierbei umfangreich. Übrigens: Die Arbeitsfläche hält den meisten Reagenzien, die Anwendung im Histopathologischen Labor finden, stand.*

Durch das Design der Tische ist es ganz einfach beim Arbeiten zwischen Sitzen und Stehen zu wechseln. Bis zu 4 verschiedene Höhenverstellungen können elektronisch gespeichert und auf Knopfdruck abgerufen werden. Benutzer können so ihre gewünschte Arbeitshöhe jederzeit

einstellen und an ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen. Ergonomische Aussparungen in der Tischplatte für Laborstühle ermöglichen dem Anwender optimalen Sitz- und Arbeitskomfort.



Highlights

- Großer Bereich der Höhenverstellbarkeit
4 verschiedene Höheneinstellungen sind frei programmierbar, leicht abrufbar
- Leichter Wechsel zwischen den Positionen auf Knopfdruck
- Hohe Tragfähigkeit bis 400 kg
- Variable Auswahl von Tischbreite und Tiefe
- Ergonomische Aussparung
- Kühlplatte, integriert
- Wasserbad, integriert
- Individuell konfigurierbarer Kabelkanal (Schalter, Steckdosen etc.)

Art.-Nr.

Ergotec - Standardausführung
mit Höhenverstellung
1.800 x 800 mm

10120001

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Optionen*

Art.-Nr.

Integriertes Wasserbad	10120002
Integrierte Kühlplatte	10120003
Kabelkanal*	10120004
Arbeitsplatz LED-Beleuchtung*	10120005
Untertischschublade*	10120006
Monitorarm und / oder -arbeitsplatz (diverse Ausführungen verfügbar)	auf Anfrage
Ergonomische Aussparung	auf Anfrage

*Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Spezifikationen

Höhenverstellbarkeit 660 bis zu 1.100 mm

Programmierbare Höhen 4 Speichereinstellungen

Maximale Belastung 400 kg

Dicke der Tischplatte 30 mm

Farbe der Tischplatte nach Wahl

Maximale Maße
(Anpassung möglich) 2.000 x 1.000 mm

Kühlplatte Maße 300 x 320 mm

Kühlplatte Temperaturbereich +15 °C bis zu -15 °C

Wasserbad Maße 260 x 214 x 60 mm


Wasserbad Temperaturbereich RT bis zu 85 °C

neu

**Maße, Farbe und Ausstattung
sind individuell wählbar!**



Ergotec Arbeitstisch mit Beleuchtung und Ergosit Laborstuhl



Untertisch- schublade



Optional erhältlich. Kleinere Teile können direkt am Platz sicher aufbewahrt werden. Sie haben alles in Reichweite (Abbildung ähnlich).

Kabelkanal



Optional erhältlich. Für einen aufgeräumten Arbeitstisch. Alle Kabel bleiben verborgen. Die entsprechenden Schalter, Steckdosen und USB-Anschlüsse werden nach Ihren persönlichen Anforderungen gesetzt.

LED-Beleuchtung



Optional erhältlich. Für einen jederzeit perfekt ausgeleuchteten Arbeitsplatz. Unterstützt durch optimal abgestimmte LUX-Stärken das ermüdungsfreie Arbeiten.

Programmierbare Höhenverstellung



Sitzen, Stehen, Sitzen. Noch nie war es so einfach, während der Arbeit mobil zu bleiben. Mithilfe der Höhenverstellung wird aus einem statischen ein aktiver Arbeitsplatz.

Kühlplatte



Die Kühlplatte ist an Ihrer Wunschstelle direkt in die Tischplatte integrierbar. Die Arbeitsfläche wird nicht durch ein zusätzliches Gerät verstellt. Leicht zu reinigen.

Wasserbad



Integrieren Sie das Wasserbad an Ihrer Wunschstelle direkt in die Tischplatte. Verbesserung des Workflows durch flache Strukturen. Einfaches Befüllen und Leeren.



SLEE medical GmbH • Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm • Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0

E: mail@slee.de



www.slee.de



[YouTube](#)



[LinkedIn](#)



[Instagram](#)

