





slee solutions
for
pathology

WASSERBÄDER
& STRECKTISCHE
Slidetec Water / Heat
Slidetec Heat
Slidetec Water
Slidetec Water S

DESIGN &
MANUFACTURING
MADE IN GERMANY

Übersicht

Wasserbäder & Strecktische



Slidetec Water / Heat

Wasserbad & Strecktisch

Spezifikationen

Füllmenge Wasserbad	2 l
Kapazität Strecktisch	30 Objektträger
Temperaturbereich	RT bis zu 60 °C (Wasserbad) RT bis zu 80 °C (Strecktisch)
Anschlusswerte	115 V, 60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Verbrauch	600 W
Maße (B x T x H)	370 x 560 x 230 mm
Gewicht	18 kg

Art.-Nr.

Slidetec Water / Heat 230 V, 50/60 Hz	13000500
Slidetec Water / Heat 115 V, 60 Hz	13000501



Slidetec Heat

Strecktisch

Spezifikationen

Kapazität Strecktisch	30 Objektträger
Temperaturbereich	RT bis zu 80 °C
Anschlusswerte	115 V, 60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Verbrauch	300 W
Maße (B x T x H)	350 x 370 x 230 mm
Gewicht	15 kg

Art.-Nr.

Slidetec Heat 230 V, 50/60 Hz	13000510
Slidetec Heat 115 V, 60 Hz	13000511



Slidetec Water

Wasserbad

Spezifikationen

Füllmenge Wasserbad	2 l
Temperaturbereich	RT bis zu 60 °C
Anschlusswerte	115 V, 60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Verbrauch	300 W
Maße (B x T x H)	350 x 370 x 230 mm
Gewicht	10 kg

Art.-Nr.

Slidetec Water 230 V, 50/60 Hz 13000520

Slidetec Water 115 V, 60 Hz 13000521

Zubehör

Art.-Nr.

Deckel für Slidetec Water oder Water /
Heat zur Abdeckung der Glaswanne 13000550



Slidetec Water S

Wasserbad

Spezifikationen

Füllmenge Wasserbad	1,6 l
Temperaturbereich	RT bis zu 60 °C
Anschlusswerte	115 V, 60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Verbrauch	300 W
Maße (B x T x H)	280 x 280 x 100 mm
Gewicht	2 kg

Art.-Nr.

Slidetec Water S 230 V, 50/60 Hz 13000530

Slidetec Water S 115 V, 60 Hz 13000531

Zubehör

Art.-Nr.

Deckel für Slidetec Water S 13000551



SLEE medical GmbH • Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm • Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0

E: mail@slee.de



www.slee.de



[YouTube](#)



[LinkedIn](#)



[Instagram](#)