



**slee** solutions  
for  
pathology

**Staintec Mini**

FÜR AUTOMATISIERTE  
SPEZIALFÄRBUNGEN

DESIGN &  
MANUFACTURING  
MADE IN GERMANY

# Staintec Mini für automatisierte Spezialfärbungen

Der Slee **Staintec Mini** wurde entwickelt, um die speziellen Färbungen in Ihrem Labor, die zeitaufwendig von Hand durchgeführt werden, zu automatisieren.

Die Anzahl der Küvetten und Objektträger wurde so bemessen, dass die Kosten minimiert werden. **Staintec Mini** ist ein minimalistisches und flexibles Gerät, das für alle Färbungen geeignet ist. Mit dem Touchscreen-Tablet können Sie Ihr Färbeprotokoll erstellen und ganz einfach starten.



## Highlights

- Optimierter Arbeitsablauf zur Verringerung der Auslastung des Laborpersonals
- Durchdachte Anzahl von Küvetten und Objektträgern zur Minimierung der Kosten
- Minimalistische Automatisierung ohne Einschränkung
- Funktioniert für alle Färbungen, wartungsfrei
- Touchscreen-Tablet mit intuitiver 3-Schritt-Bedienung

Art.-Nr.

Staintec Mini 230 V, 50/60 Hz

17005000

neu

Staintec Mini 115 V, 60 Hz

auf Anfrage

## Standardausstattung

### Staintec Mini-System

#### 24-V-Stromversorgung

(verschiedene Adapter verfügbar)

#### Benutzerhandbuch

#### Tablet

#### Tablet-Halterung

#### Färbeküvetten (7 Stk.)

#### Objektträgerhalterung

#### USB / Micro-USB-Kabel

#### 1 m Silikonschlauch (2 Stk.)

## Sonderzubehör

Art.-Nr.

#### Färbeküvetten-Set (7 Stk.)

17005001

#### Waschküvette

17005002

#### Silikonkappe für Färbeküvette

17005003

#### Abdeckung für die Küvetten Fläche

17005005

#### Objektträgerhalter

17005006

## Spezifikationen

Nennspannung 100 – 240 V AC

Nennfrequenz 50 / 60 Hz

Abmessungen (B x T x H) 250 x 250 x 300 mm

Gewicht unverpackt  
(ohne Zubehör) 3.4 kg

Betriebstemperatur +10 bis +35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit max. 80 % rel.,  
nicht kondensierend

Temperaturbereich während  
der Lagerung +5 bis +55 °C

Luftfeuchtigkeit während  
der Lagerung max. 80 % rel.,  
nicht kondensierend



SLEE medical GmbH • Am Neuberg 14  
55268 Nieder-Olm • Germany  
[www.slee.de](http://www.slee.de)

T: +49 (0) 6136 76997-0

E: [mail@slee.de](mailto:mail@slee.de)



[www.slee.de](http://www.slee.de)



[YouTube](#)



[LinkedIn](#)



[Instagram](#)

